

Provtagningsanvisning för Direktmikroskopi

Avgränsning/Bakgrund

Allmän direktmikroskopi kan med relativt låg känslighet påvisa vissa jästsvampar och vanligt förekommande bakterier (men inte t.ex. mykobakterier och borrelia).

Tag alltid odling samtidigt. Undersökningen är indicerad främst vid meningit.

Provtagning

Vid större mängder vätska (t.ex. likvor) samla i sterilt rör och begär direktmikroskopi så görs utstryket på laboratoriet.

Vid små provmaterialmängder droppa 1-2 droppar/ stryk direkt på två objektglas och stryk ut tunt. Ringa in det område på glaset där preparatet finns med en märkpenna eller blyertspenna. Märk båda glaset med patientdata.

Svar och bedömning

Analysen utföres samma dag på prov som inkommit till laboratoriet före 16.00 vardagar eller före 12.00 helgdagar. Analysen utföres ej om cellstegring i likvor saknas.

Alla positiva fynd telefonbesvaras.